

MODE D'EMPLOI

Corset Lombostat / TLSO

PRÉSENTATION

- Le corset lombostat (ou TLSO) immobilise et soutient la colonne lombaire ou thoracique.
- Il est prescrit suite à une fracture, une chirurgie ou pour soulager une douleur chronique sévère.

COMMENT L'ENFILER

- Enfillez le corset debout ou allongé selon la prescription.
- Centrez le corset sur la colonne vertébrale.
- Fermez les attaches du bas vers le haut, en ajustant la pression uniformément.
- Portez un sous-vêtement fin et sans coutures sous le corset.

DURÉE DE PORT

- Portez le corset le temps indiqué par votre chirurgien ou praticien.
- Ne retirez pas le corset pour marcher sauf autorisation médicale explicite.
- Allongez-vous pour l'enlever si vous êtes debout depuis longtemps.

ENTRETIEN

- Nettoyez les parties plastiques avec un chiffon humide.
- Lavez les mousses et sangles textiles selon les instructions du fabricant.
- N'immergez jamais les parties rigides dans l'eau.

SIGNES D'ALERTE

- Douleur accrue ou irradiation nouvelle dans les membres.
- Plaie ou irritation cutanée sous le corset.
- Difficultés respiratoires ou sensation d'oppression.

Tél. +594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponible

En cas de doute, contactez votre orthoprothésiste avant toute utilisation.